

**KRYOTHERM<sup>®</sup>** natur

# Brustwärmer

2 Kissen

Farbe: Rot

Art./REF 8652/Set



4 048486 227364



**Werkmeister<sup>®</sup>**

# KRYOTHERM<sup>®</sup> natur

Seit jeher wird stillenden Müttern von Hebammen, Stillberaterinnen und Ärzten im Allgemeinen zur Steigerung des Milchflusses und im Besonderen bei einem Milchstau die lokale Anwendung von Wärme als einfaches und wirksames Therapeutikum angeraten. Der einfach und sicher anzuwendende Brustwärmer gibt durch seine Füllung aus Johannisbeerkernen gleichmäßig die Wärme ab, dazu üben die feinen Kerne bei jeder Bewegung eine sanfte Massage aus.

## Indikationen

- Vorbeugung und unterstützende Behandlung bei Milchstau
- Still erleichterung

Nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Herz-/Kreislaufkrankungen oder Empfindungsstörungen. Sollten Sie Zweifel haben, fragen Sie vor dem Gebrauch bitte Ihren Arzt.

## Erwärmen in der Mikrowelle

- Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen
- Bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen solange weiter erwärmen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Verfügt die Mikrowelle über einen Drehteller bitte darauf achten, dass dieser sich frei drehen kann

## Erwärmen im Backofen

- Bei 100 °C ca. 10 – 12 Minuten erwärmen
- Beim Erwärmen immer Backpapier unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden

## Anleghinweise

- Nach dem Erwärmen den kreisförmigen Teil auf der Brust positionieren
- Das am hinteren Ende vorhandene Gegengewicht sorgt für eine sichere Positionierung
- Bei beidseitiger Verwendung können beide Brustwärmer mit dem vorhandenen Klettband verbunden werden

## Bitte beachten

- Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
- Um Verbrennungen zu vermeiden, vor dem Gebrauch die Temperatur prüfen
- Die Anwendung ist unterstützend zur Eigentherapie gedacht und ersetzt nicht den Arztbesuch

## Materialien

- Füllung und Bezug: siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- Nach dem Gebrauch im getrockneten Zustand lagern und erst nach vollständiger Trocknung wieder verwenden
- Das Produkt ist nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
- Um ein Austrocknen zu vermeiden, sollten Sie bei etwa jeder zehnten Erwärmung eine Tasse Wasser mit in die Mikrowelle oder den Backofen stellen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!**